



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO	APRESENTAÇÃO
CAMPO IMPERMEÁVEL OFTMED	Cobertura para Mesa de Mayo
REGISTRO	CLASSE
80153650037	I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TESTE	ESPECIFICAÇÃO	REFERÊNCIA
Descrição	Cobertura para mesa de mayo 0,90 x 0,55 m	Interna
Material	Tecido não tecido SMS Laminado	Interna
Cor	Azul	Interna
Comprimento total	≥ 0,87 m	Interna
Comprimento da aba	≥ 0,05 m	Interna
Largura	≥ 0,50 m	Interna
Gramatura	44 – 52 g/m ²	Fornecedor
Espessura	0,15 – 0,25 mm	Interna
Indicador biológico	Controle negativo – Cor azul Controle positivo – Cor amarela	ISO 11135 - esterilização de produtos de atenção à saúde - Óxido de etileno
Integrador químico	Nível 1 – Cor amarela Nível 2 – Cor verde	ISO 11135 - esterilização de produtos de atenção à saúde - Óxido de etileno
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Port. Interminist. N°482/99
Esterilidade	Estéril	Farmacopeia Brasileira 6ª edição – 2019

	Sistema de Gestão da Qualidade	
	FICHA TÉCNICA – COBERTURA PARA MESA DE MAYO	Revisão 00
		Página 2 de 2

Indicação

O **CAMPO IMPERMEÁVEL OFTMED** é indicado para uso em cirurgias em geral para revestir as mesas cirúrgicas, auxiliares e de mayo durante a realização do procedimento cirúrgico.

Composição

Tecido não tecido formado por fibras de polipropileno 100% impermeável e absorvente, com gramatura entre 20 a 60 g/m².

Vantagens

- O uso do **CAMPO IMPERMEÁVEL OFTMED** facilita a rotina hospitalar do centro de materiais.
- Evita contaminações e previne a disseminação de infecções hospitalares.
- Resistente a furos e rasgos.
- Antialérgico e atóxico.

Instruções de uso

- Selecionar o modelo e dimensão do CAMPO IMPERMEÁVEL OFTMED mais adequada para o procedimento a ser realizado.
- Verificar a integridade da embalagem e a data de validade antes de abrir para utilizar o produto.
- Abrir a embalagem o mais próximo possível do momento de seu uso.
- Colocar o conteúdo sobre a mesa cirúrgica, auxiliar ou de Mayo, abrir o campo de modo a revestir totalmente a área desejada.
- Finalizado o procedimento descartar todos os campos em local apropriado para materiais potencialmente contaminados

ADVERTÊNCIA E/OU PRECAUÇÕES

- Produto de uso único. É PROIBIDO REPROCESSAR.
- Não reutilizar ou reesterilizar.
- Não utilizar o produto após o vencimento de seu prazo de validade.
- Não utilizar o produto cuja embalagem apresentar sinais de deterioração ou violação, pois nestes casos a esterilidade não é garantida.

HISTÓRICO

Revisão	Motivo	Data
Revisão 00	Emissão inicial	17/04/2024