

	Sistema de Gestão da Qualidade		
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº do Certificado
			034 / 22
Emissão: 24/02/2022		Revisão 02	Página: 01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÓD.	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	
75	ACESSÓRIO PARA INJETOR	CARTUCHO 2,8 MM E PONTEIRA DE SILICONE	
LOTE		FABRICAÇÃO	VALIDADE
ACIN 001 02 22		02 / 2022	02 / 2024


ANÁLISES


Teste	Especificação	Referência	Resultado
Altura do cartucho	30,0 - 35,0 mm	Interna	32,19 mm
Diâmetro externo da ponta do cartucho	~ 2,8 mm	Interna	2,80 mm
Largura das asas fechadas do cartucho	2,3 - 2,4 mm	Interna	2,31 mm
Altura das asas do cartucho	15,0 - 16,0 mm	Interna	15,65 mm
Gramatura do cartucho	~ 0,400 g	Interna	0,391 g
Diâmetro da ponteira de silicone	2,5 - 2,7 mm	Interna	2,62 mm
Altura da ponteira de silicone	7,5 - 10,5 mm	Interna	9,81 mm
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial Nº482/99	9 ppm
Esterilidade Externa do Produto	Estéril	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	Estéril

Conclusão

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

STATUS DO PRODUTO
APROVADO


Lidiane Fátima Silva Nascimento
Farmacêutica Responsável Substituta
CRF-SP: 102.606


Dra. Caroline Teixeira de Barros
Farmacêutica Responsável
CRF-SP: 76.207