

	Sistema de Gestão da Qualidade		
	CERTIFICADO DE ANÁLISE		Nº do Certificado
			011 / 22
Emissão:	31/01/2022	Revisão 00	Página: 01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

CÓD.	PRODUTO	MODELO	
45	CAMPO IMPERMEÁVEL OFTMED	CAMPO CIRÚRGICO 1,00 X 1,40 M	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE
CICC 001 01 22	22/0169	01 / 2022	01 / 2027

ANÁLISES


Teste	Especificação	Referência	Resultado
Material	Tecido não tecido SMS laminado	Interna	Conforme
Cor	Azul	Interna	Conforme
Comprimento	> 0,97 m	Interna	1,00 m
Largura	> 1,37 m	Interna	1,40 m
Gramatura	44 - 52 g/m2	Interna	52,00 g/m2
Espessura	0,15 - 0,25 mm	Interna	0,20 mm
Indicadores biológicos	Controle negativo - Azul Controle positivo - Amarela	ISO 11135 - Est. prod. de atenção à saúde - Óxido de etileno	Conforme
Integrador químico	Nível 1 - Amarela Nível 2 - Verde	ISO 11135 - Est. prod. de atenção à saúde - Óxido de etileno	Conforme
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial N°482/99	9 ppm
Esterilidade Externa do Produto	Estéril	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	Estéril


Conclusão

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

STATUS DO PRODUTO

APROVADO


 Lidiane Fátima Silva Nascimento
 Farmacêutica Responsável Substituta
 CRF-SP: 102.606


 Dr. Caroline Teixeira de Barros
 Farmacêutica Responsável
 CRF-SP: 76.207

OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030

Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br