	<b>Sistema de Gestão da Qualidade</b>		
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>		Nº do Certificado
			041 / 22
Emissão: 17/03/2022		Revisão 00	Página: 01 de 01

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

CÓD.		PRODUTO	MODELO	
45		CAMPO IMPERMEÁVEL OFTMED	CAMPO CIRÚRGICO 1,00 X 1,40 M	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE	
CICC 002 03 22	7196	03 / 2022	03 / 2027	

**ANÁLISES**


Teste	Especificação	Referência	Resultado
Material	Tecido não tecido SMS laminado	Interna	Conforme
Cor	Azul	Interna	Conforme
Comprimento	≥ 0,97 m	Interna	1,00 m
Largura	≥ 1,37 m	Interna	1,40 m
Gramatura	44 - 52 g/m <sup>2</sup>	Interna	52,00 g/m <sup>2</sup>
Espessura	0,15 - 0,25 mm	Interna	0,20 mm
Indicadores biológicos	Controle negativo - Azul Controle positivo - Amarela	ISO 11135 - Est. prod. de atenção à saúde - Óxido de etileno	Conforme
Integrador químico	Nível 1 - Amarela Nível 2 - Verde	ISO 11135 - Est. prod. de atenção à saúde - Óxido de etileno	Conforme
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial N°482/99	2 ppm
Esterilidade Externa do Produto	Estéril	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	Estéril

**Conclusão**

ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

**STATUS DO PRODUTO**

<b>APROVADO</b>
-----------------



Lidiane Fátima Silva Nascimento  
Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF-SP: 102.606



Dra. Caroline Teixeira de Barros  
Farmacêutica Responsável  
CRF-SP: 76.207

**OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030  
Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br