	<b>Sistema de Gestão da Qualidade</b>		
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>		Nº do Certificado
			269 / 24
Emissão: 11/11/2024		Revisão 01	Página: 01 de 01

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

CÓD.	PRODUTO	APRESENTAÇÃO	
76	RETRATOR DE ÍRIS	CONJUNTO COM 05 RETRATORES	
LOTE	LOTE DE ESTERILIZAÇÃO	FABRICAÇÃO	VALIDADE
REIR 002 11 24	10166	11 / 2024	11 / 2029

**ANÁLISES**

Teste	Especificação	Referência	Resultado
Comprimento da haste	09,50 - 11,00 mm	Interna	10,16 mm
Diâmetro da haste	0,10 - 0,25 mm	Interna	0,19 mm
Diâmetro da esfera de silicone	1,10 - 2,00	Interna	1,49 mm
Espessura da esfera de silicone	0,50 - 1,50 mm	Interna	0,77 mm
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Portaria Interministerial Nº482/99	0,50 ppm
Esterilidade Externa do Produto	Estéril	Farmacopéia Brasileira 6ª edição - 2019	Estéril

**Conclusão**


ESPECIFICAÇÃO
CONFORME

**STATUS DO PRODUTO**

<b>APROVADO</b>
-----------------



Dr. Ransmully Mendonça Alves  
Farmacêutico Responsável Substituto  
CRF-SP: 97.137



Dra. Lidiane Fátima Silva Nascimento  
Farmacêutica Responsável  
CRF-SP: 102.606

**OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rua Imbocui, 283 - Vila Moreira - Distrito Tatuapé - São Paulo - CEP: 03088-030  
Telefone: (11) 2092-7023 - www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br